


ARBRE DECISIONNEL DU DEPISTAGE DE LA PHENYLCETONURIE (HYPERPHENYLALANINEMIES)



Définition des seuils pour le dépistage

PHE = Phénylalanine
TYR = Tyrosine

Seuil 1 = Seuil de retest (interne ou laboratoire) :
déclenche l'action de retest en double.
100µmol/L

Seuil 2 = Seuil d'action : déclenche le signalement
au médecin référent
120µmol/L

Centre National de Coordination du Dépistage Néonatal
CNCDN

Hôpital Bretonneau – 2, boulevard Tonnellé – 37044 Tours Cedex 9
Secretariat.cncdn@chu-tours.fr
Tél. : 02.47.47.80.97 – Fax : 02.34.38.95.89